



960202

Alkolsüz Köpük Dezenfektanlı Tork Başlangıç Paketi

Kolay başlangıç paketi sayesinde bir adım önde olun ve Alkolsüz Köpük Dezenfektanlı Tork Başlangıç Paketi ile enfeksiyonları önleyin. Bir adet beyaz S4 Köpük Dezenfektan dispenser ve bir adet Alkolsüz Köpük Dezenfektan içeriği ile birlikte sunulur. Laktik asitli Tork Alkolsüz Köpük Dezenfektan, alkolün elverişli bir seçenek olmadığı durumlarda susuz el hijyeni için mükemmel bir tercihtir. %100 bitki bazlı aktif bileşenler içeren ve %100 biyolojik olarak çözünebilir formülü sayesinde çevre dostu bir seçimdir. Üzerinde herhangi bir uyarı sembolü bulunmadığı için ürünün taşınması ve kullanımı kolaydır. 10 saniyeden daha kısa sürede doldurulabilen Tork Köpük Dezenfektan dispenserleri (S4) ile zamandan ve iş gücünden tasarruf edin.

- Başlangıç Paketi, bir dispenser ve bir içerikle birlikte gelir.
- EN1500 ve EN14476 (HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1 ve H5N1 gibi tüm zarfı virüsler) standartlarına göre etkili bir alkolsüz dezenfektandır.
- Onaylı kolay bakım*. 10 saniyeden kısa sürede kolay doldurma**
- En iyi düzeyde hijyen sağlanmasına yardımcı olur: Sızdırmaz şişeyle gelen yeni pompa, zararlı organizmaların bulaşma riskini azaltır ve formülün etkinliğini kullanıcıya ulaşana kadar korur.
- Dermatolojik olarak test edilmiş formül cildi tahriş etmeden nemlendirir.
- Biyositleri güvenli bir şekilde kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgisini okuyun.

Başlık

Onaylı kolay bakım*. 10 saniyeden kısa sürede kolay doldurma**

*Ellerini sınırlı olarak kullanabilen kişilerde test edilerek İsviçre Romatizma Derneği tarafından onaylanmıştır **Kurum içinde gerçekleştirilen panel testindeki sabun yeniden doldurma süresine dayanmaktadır



Think ahead.

Ürün ve sevkiyat bilgileri

Sistem
S4

Renk
White

Sevkiyat bilgileri

	Tüketici birimleri (CON)	Taşıma birimleri (TRP)	Palet (PAL)
EAN	7322541454375	7322541454382	7322541463575
Ambalaj malzemesi	Carton	Carton	
Adet	1	6 (6 CON)	324 (54 TRP)
Katman başına taşıma birimi			9
Palet başına katman			6
Brüt ağırlık	1443.7 g	8.9 kg	483.25 kg
Yükseklik	303 mm	323 mm	2088 mm
Boy	121 mm	364 mm	1200 mm
Genişlik	118 mm	254 mm	800 mm
Net ağırlık	1375 g	8.2 kg	445.5 kg
Hacim	4.33 dm ³	29.86 dm ³	1.61 m ³



Think ahead.

Alkolsüz Köpük Dezenfektanlı Tork Başlangıç Paketi

Teknik veriler

İçindekiler	Aktif Bileşen: Lactic Acid 1,75g/100g. Diğer Bileşenler: Su, Alkil eter karboksilat, Alkilpoliglikositler, Sodyum laktat, Gliserin
pH	2,7
Kullanım Metodu	Kullanmadan önce ellerinizin temiz ve kuru olmasına dikkat edin. Genel hijyen için: 1 veya 2 doz uygulayın (elin tamamına uygulanmalıdır) ve iyice kuruyana kadar ellerinizi ovalayın. EN1500 standardına göre dezenfeksiyon için: Ellerinize 3 ml ürün uygulayın. En az 30 saniye boyunca ovalayın. Ellerinizi durulamayın.
Raf Ömrü	Son kullanma tarihi, üretim tarihinden 30 ay sonradır ve iç ambalaja basılıdır. Kendi kabında saklayın. Ürünü yoğun güneş ışığından koruyun. Aşırı sıcak ortamda bırakmayın ve 5 °C ila 40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
Taşıma Talimatları	Dezenfektanları güvenli bir şekilde kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgisini okuyun. Göz ile temasından kaçının. Göz ile temas etmesi durumunda hemen bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurun. Bazı kumaşların veya yüzeylerin renginin solmasına neden olabilir.
Mevzuata Uygunluk	Tork markası altında pazarlanan biyosit ürünleri, (AB) 528/2012 sayılı Biyosidal Ürün Yönetmeliği ile uyumludur ve insanlar tarafından hijyen amaçlı olarak kullanımı onaylanmıştır. Bu ürünler, satıldıkları ilgili ülkelerde tescil edilir ve ruhsatlandırılır. Bu ürünler, (AT) 1907/2006 sayılı REACH yönetmeliği ve ilgili değişiklikleri ile uyumludur. Biyosit ürünler, iyi üretim uygulamalarına (Good Manufacturing Practices - GMPs) uygun olarak üretilmektedir.
Kayıtlar Biyosidler	EU-0025394-0000
Sertifikalar	ISO 22716 (İyi Üretim Uygulaması) ISO 9001 ve 13485 (Kalite Yönetim Sistemi) ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi)
Güvenlik Bilgi Formu	Ürünlerin güvenli kullanımı ve taşınması konusunda lütfen Güvenlik Bilgi Formlarındaki önerilere uyun. Bu formların ilgili bölgedeki yasal gerekliliklere uygun yerel sürümlerinin tamamına Tork web sitesinden ulaşılabilir.



Think ahead.

Alkolsüz Köpük Dezenfektanlı Tork Başlangıç Paketi

Mikrobiyolojik testler

	Test yöntemi	Test koşulları	Test süreleri
Bakteri	EN 1500	Hijyenik el temizleme	30 saniye
	EN 1276	Gıdayla temas eden yüzeylerde, endüstriyel ortamlarda, evlerde ve kurumsal alanlarda bakterileri yok etme etkisi	30 saniye
	EN 13727	Tıbbi ortamlarda bakterileri yok etme etkisi	30 saniye
Maya ve Mantar	EN 13624	Tıbbi ortamlarda mayaları yok etme etkisi	30 saniye
	EN 1650	Gıdayla temas eden yüzeylerde, endüstriyel ortamlarda, evlerde ve kurumsal alanlarda mayaları yok etme etkisi	30 saniye
Virüsler	EN 14476	Tıbbi ortamlarda virüsleri yok etme etkisi (HIV, SARS, Korona, HBV, HCV, İnfluenza H1N1 ve H5N1 gibi tüm zarflı virüslere karşı etkili)	30 saniye